

Metallarmband zu Transponder und Uhren

Funk-Rufsystem

Metallarmband mit Sicherheitsverschluss

Das Milaneseband und der dazugehörige Verschluss werden vor allem dann gerne gewählt, wenn sich der Transponder optisch kaum von einer normalen Arbanduhr unterscheiden soll, um z.B. einer Stigmatisierung vorzubeugen oder um die Akzeptanz der Bewohner für das Tragen eines Transponders zu erhöhen.

Das Metallarmband bietet zudem eine erhöhte Schnittfestigkeit im Vergleich zu Leder oder Kunststoffbändern. Das bedeutet, dass mit alltäglichen Werkzeugen (z.B. Bastelschere oder Butter-Messer) das Durchtrennen des Bandes deutlich erschwert wird. Selbst mit einer Bleischere (falls vorhanden) täten sich Bewohner sehr schwer. Dennoch gilt auch hier zu beachten, dass ein Band irgendwann mit jedem Werkzeug durchtrennt werden kann, je nachdem wie viel Zeit der Bewohner ungestört daran „arbeiten“ kann.

Der Transponder wird mit einem desinfizierbaren Armband versehen, das sich mit dem Sicherheitsverschluss sicher verschließen lässt oder kann wahlweise mit Lederband ausgeführt werden. Der Sicherheitsverschluss lässt sich nur von einer Pflegekraft mithilfe eines Magnetschlüssels öffnen.

Abmessungen Armband 248mm x16mm x 1.65mm

